

PCR 耗材选择指南(2016)

应用	类型	容量	颜色*	货号	描述	规格	价格(元)	产地	
荧光定量PCR	八连排管(含光学盖)	0.1ml	磨砂	ZHRP-MB-Q100 点击查看	低型*Fast 型	120×8	480	TAIWAN	
			透明	ZHRP-MB-Q100C 点击查看	低型*Fast型	120×8	480	TAIWAN	
			白色	ZHRP-MB-Q100W 点击查看	低型*Fast 型	120×8	520	TAIWAN	
		0.2ml	透明	ZHRP-MB-Q200 点击查看	Standard 型	120×8	480	TAIWAN	
			白色	ZHRP-MB-Q200W 点击查看	Standard 型	120×8	520	TAIWAN	
			透明	ZHRP-37790 点击查看	Standard 型	250×8	1100	USA	
			透明	ZHRP-MB-Q200S 点击查看	连盖, 八连排	125×8	600	TAIWAN	
	96孔PCR板	0.1ml	磨砂	ZHRP-MB-Q96-LP 点击查看	ABI 型, 低型*, Fast 型	50/box	650	TAIWAN	
			透明	ZHRP-38900 点击查看	ABI 型 低型*, Fast 型	100/box	1300	USA	
			白色	ZHRP-MB-Q96-LBR-W 点击查看	BIORAD/Roche	50/box	700	TAIWAN	
			磨砂	ZHRP-MB-Q96-LBR 点击查看	BIORAD/Roche	50/box	700	TAIWAN	
		0.2ml	磨砂	ZHRP-MB-Q96 点击查看	ABI 型	50/box	600	TAIWAN	
			磨砂	ZHRP--74370 点击查看	ABI 型	100/box	1150	USA	
			磨砂	ZHRP-MB-Q96S 点击查看	ABI 测序仪 Septa 模块	50/box	600	TAIWAN	
			透明	ZHRP-26190 点击查看	通用型	100/box	1300	USA	
	384孔PCR板	-	透明	ZHRP-39690 点击查看	ABI 型	100/box	2000	USA	
		-	白色	ZHRP-38820 点击查看	BIORAD/Roche	50/box	1100	USA	
	Rotor-Gene 专用四连管	-	透明	ZHRP-1300AD 点击查看	Rotor-Gene	250×4	1200	USA	
	光学封板膜	-	光学透明	ZHRP-MB-QSM 点击查看	通用	100/box	750	TAIWAN	
		-	光学透明	ZHRP-4311971 点击查看	通用	100/box	1500	USA	
	PCR	0.2ml, 单管	0.2ml	透明	ZHRP-MB-P02-T 点击查看	平盖, 通用	500/box	50	TAIWAN
				透明	ZHRP-16950 点击查看	平盖, 通用	1000/box	170	USA
				透明	ZHRP-MB-P02D-T 点击查看	鼓盖, 通用	500/box	50	TAIWAN
透明				ZHRP-14720 点击查看	鼓盖, 通用	1000/box	170	USA	
八连排管,		0.2ml	透明	ZHRP-MB-P08B 点击查看	平盖, 通用	120×8	180	TAIWAN	
			透明	ZHRP-MB-P08D 点击查看	鼓盖, 通用	120×8	180	TAIWAN	
八连排管, 连盖		0.2ml	透明	ZHRP-MB-P08A 点击查看	平盖, 通用	120×8	220	TAIWAN	
			透明	ZHRP-MB-P08AD 点击查看	鼓盖, 通用	120×8	195	TAIWAN	
封板膜		-	透明	ZHRP-F96-PS 点击查看	PCR 或 Elisa, 40-150°C	100/box	450	USA	

		铝材质	避光	ZHRP-F96-A 点击查看	PCR 或 Elisa , 40-150°C	100/box	350	USA
	PCR 板类 (96 , 384)	All	ALL	与荧光定量 PCR 相同	与荧光定量 PCR 相 同	ALL	ALL	ALL
荧光 定量 PCR 专用 低吸附 吸头	低吸附 吸头	0.1-10ul	透明	ZHRP-23570T 点击查看	通用, 盒装	50 盒/箱	24	USA
			透明	ZHRP-23580T 点击查看	袋装	10 包/箱	90	USA
			透明	ZHRP-37660T/ 26410T 点击查看	加长, 盒装	50 盒/箱	24	USA
			透明	ZHRP-37650T 点击查看	加长, 袋装	10 包/箱	85	USA
		1-200ul	透明	ZHRP-26430T 点击查看	盒装	50 盒/箱	24	USA
			透明	ZHRP-15720T 点击查看	袋装	10 包/箱	78	USA
		1000ul	透明	ZHRP-10230T 点击查看	盒装	50 盒/箱	26	USA
			透明	ZHRP-10190T 点击查看	袋装	10 包/箱	70	USA
	300ul	透明	ZHRP-31790T 点击查看	盒装	50 盒/箱	24	USA	
	带滤芯/低吸附	0.1-10ul	透明	ZHRP-38000T/ 30360T 点击查看	滤芯, 盒装	50 盒/箱	39	USA
		0.1-20ul	透明	ZHRP-30370T 点击查看	滤芯, 盒装	50 盒/箱	39	USA
		1-100ul	透明	ZHRP-30380T 点击查看	滤芯, 盒装	50 盒/箱	39	USA
		1-200ul	透明	ZHRP-30390T 点击查看	滤芯, 盒装	50 盒/箱	39	USA
		1250ul	透明	ZHRP-34000 点击查看	滤芯, 盒装, 加长	40 盒/箱	45	USA
	低吸附 离心管 /样品 管	低吸附	1.5ml	透明	ZHRP-39640T 点击查看	盒装	250 个/盒	70
离心管/样品管		0.5ml	透明	ZHRP-11300 点击查看	盒装	500 个/盒	85	USA
混合试剂使用 存储样本使用		2.0ml	透明	ZHRP-12160 点击查看	盒装	200 个/盒	85	USA
加样槽	加样槽	最 50ml	白色	ZHRP-CB-R50 点击查看	pp 材质, 可高压	100 个盒	480	USA
低温 离心 管架	低温操作 防止非特异 扩增	0.2ml/八连 排管/96 孔 板	红色	ZHRP-13280 点击查看	铝合金, 冷却速度 快	1 个	700	USA
<p>1. 关于荧光定量 PCR 管的颜色, 有透明, 磨砂, 白色三种. 测试表明, 白色会大大增加荧光染料发光的漫反射, 从而增加光信号的强度, 最大可增加 30%, 磨砂次之, 透明再次之. 由于白色的管壁是避光的, 相较于透明的管子, 白色管子能减少孔与孔之间光信号的干扰. 也就是交叉的光污染. 常见的英文标识为: 透明, CLEAR, 磨砂, FROSTED, 白色: WHITE.</p> <p>2. 低型*的含义是: Low profile, 特指 0.1ml 的耗材, 管的高度是: 16mm, 0.2ml 的称为 Standard, 高度是: 21mm</p> <p>3. 以上全部耗材产品均无 RNase, DNase, 无热源, 无内毒素, 无外源核酸。</p> <p>4. 购买咨询请致电: 15311652008, 邮箱: ibio@163.com, QQ:970348789, 微信: ibiocity, 版本号 1605057</p>								