

## 激光共聚焦产品激光成像产品选择指南

咨询/订购：15311652008

智强创新科技（北京）有限公司，版本 070716

类型	规格	玻底直径	玻片厚度	货号	描述/包装	价格/包（元）	价格/箱(元)
共聚焦皿 玻底皿	35mm	20mm	0号	D35-20-0-N <a href="#">点击查看</a>	推荐，10个/包，10包/箱	120	1100
			1号	D35-20-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
			1.5号	D35-20-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
		14mm	0号	D35-14-0-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
			1号	D35-14-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
			1.5号	D35-14-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
		10mm	0号	D35-10-0-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
			1号	D35-10-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
			1.5号	D35-10-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
	多孔分格 35mm	20mm	0号	D35C4-20-0-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱 四格等分	231	2210
			1号	D35C4-20-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱 四格等分	231	2210
			1.5号	D35C4-20-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱 四格等分	231	2210
		10mm*2	1号	043510B-2W <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱 两格，每格底面都有一个10mm玻片	200	1950
	29mm	20mm	0号	D29-20-0-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100
			1号	D29-20-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包，10包/箱	120	1100

	14mm	1.5号	D29-20-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	120	1100		
		0号	D29-14-0-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	120	1100		
			1号	D29-14-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	120	1100	
			1.5号	D29-14-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	120	1100	
		10mm	0号	D29-10-0-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	120	1100	
			1号	D29-10-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	120	1100	
	1.5号		D29-10-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	120	1100		
	60mm	14mm	0号	D60-14-0-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	205	1950	
			1号	D60-14-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	205	1950	
			1.5号	D60-14-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	205	1950	
		30mm	0号	D60-30-0-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	231	2210	
			1号	D60-30-1-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	231	2210	
			1.5号	D60-30-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	10个/包, 10包/箱	231	2210	
	腔室盖玻片 激光共聚焦适用 用于多样品共培养	1孔	**	1.5号	C1-1.5H-N <a href="#">点击查看</a>	8个/包, 6包/箱	260	1170
		2孔	**	1.5号	C2-1.5H-N <a href="#">点击查看</a>	8个/包, 6包/箱	260	1170
4孔		**	1.5号	C4-1.5H-N <a href="#">点击查看</a>	8个/包, 6包/箱	260	1170	
8孔		**	1.5号	C8-1.5H-N <a href="#">点击查看</a>	8个/包, 6包/箱	260	1170	
培养板 激光共聚焦培养板 用于多样品共培养	20mm	0号	P06-20-0-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690		
		1号	P06-20-1-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690		
		1.5号	P06-20-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690		
	14mm	0号	P06-14-0-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690		
		1号	P06-14-1-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690		
		1.5号	P06-14-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690		
	10mm	0号	P06-10-0-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690		
		1号	P06-10-1-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690		

			1.5号	P06-10-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	95	1690
	12孔	22mm	1.5号	P12-1.5H-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	165	2860
	24孔	15.5mm	0号	P24-0-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	165	2860
			1.5号	P24-1.5H-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	165	2860
	96孔 高通量	6.2mm	0号	P96-10-0-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	200	3580
			1号	P96-1-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	200	3580
			1.5号	P96-10-1.5-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	200	3580
384孔 高通量	3.3mm	1.5号	P384-1.5H-N <a href="#">点击查看</a>	1个/包, 20个/箱	225	4160	
细胞爬片 细胞生长盖玻片 100片/包	方形 18mm	18*18mm	0号	051810 <a href="#">点击查看</a>	100片/盒	-	325
		18*18mm	1.5号	051815 <a href="#">点击查看</a>	100片/盒	-	325
	方形 24mm	24*24mm	0号	052400 <a href="#">点击查看</a>	100片/盒	-	325
		24*24mm	1号	052410 <a href="#">点击查看</a>	100片/盒	-	325
		24*24mm	1.5号	052415 <a href="#">点击查看</a>	100片/盒	-	325
	圆形 15mm	15mm	1号	051510 <a href="#">点击查看</a>	100片/盒	-	325
鼠尾胶原蛋白	5mg/ml 浓度	10mg	**	200110-10 <a href="#">点击查看</a>	即用型, 用于包被培养, 3D 培养	-	215
		50mg	**	200110-50 <a href="#">点击查看</a>	即用型, 用于包被培养, 3D 培养	-	1040
<p><b>备注：玻片厚度：0号玻片：厚度 0.085-0.115mm；1号玻片：厚度 0.13-0.16mm；1.5号玻片：厚度 0.17-0.19mm。</b></p> <p><b>促销：</b></p> <p><b>*订购满 500 元送 corning，15ml 离心管一包，数量 50 个/包。</b></p> <p><b>*每订购满 1000 元送叠装吸头 10 盒（10ul，200ul 规格选择一种），请订单备注，如果没有备注，随机发送。</b></p> <p><b>*促销时间：2016.7.1-2016.10.1</b></p>							

- 视图导航图请见：[激光共聚焦产品导航](#)，[PNG 图片格式](#)

相关产品：

**PCR 耗材：**

- [PCR 耗材产品选择指南：PCR 耗材产品选择指南 2016](#)（PDF 格式，[点击查看/下载](#)）
- [PCR 耗材产品视图选择指南：PCR 耗材产品视图选择指南](#)(PNG 图片格式，[点击查看/下载](#))

**小动物实验相关产品：**

- [小动物实验相关产品视图选择指南](#)（PNG 图片格式，[点击查看](#)）
- [小动物实验相关产品选择指南\\_PDF](#)(PDF 格式，[点击查看](#))

**盖玻片和载玻片相关产品：**

- [载玻片和盖玻片产品选择指南 PDF](#)（PDF 格式，[点击查看/下载](#)）
- [载玻片和盖玻片导航图表](#)（PNG 图片格式，[点击查看/下载](#)）